
OPIS PRODUKTU



Mikroskop stomatologiczny Carl Zeiss OPMI PROergo

Mikroskop operacyjny OPMI® PROergo na statywie S7 to najwyższy światowy standard w mikrochirurgii stomatologicznej. Łączy on w sobie najbardziej innowacyjne rozwiązania w kompaktowym, mobilnym urządzeniu gotowym do pracy zarówno na sali operacyjnej, jak i gabinecie stomatologicznym.

Co stanowi o bezkonkurencyjności OPMI PROergo?

- Duży zakres zmiennej zmotoryzowanej ogniskowej - Varioskop®
- Hamulce elektromagnetyczne dla głowicy i statywu mikroskopu
- Zintegrowane oświetlenie ksenonowe lub halogenowe
- Wszystkie funkcje (zoom, focus, natężenie oświetlenia, hamulce elektromagnetyczne) sterowane z ergonomicznych uchwytów na głowicy mikroskopu
- Elektromotoryczny system zoom
- Tubus uchylny 180 stopni
- Optyka apochromatyczna
- Szeroka baza stereoskopii dla uzyskania dobrej orientacji przestrzennej w polu operacyjnym
- Zintegrowany w statywie, prosty w obsłudze pulpit sterowniczy - ekran dotykowy
- Nowy opatentowany system balansowania, który bardzo upraszcza i skraca czas wyważenia mikroskopu
- Zestaw filtrów wprowadzanych w drogi optyczne mikroskopu
- Możliwość doposażenia systemu o podgląd asystencki, zintegrowaną w głowicy kamerę cyfrową 1CCD lub 3CCD
- Możliwość doposażenia o funkcję autofocus - SpeedFocus®