
OPIS PRODUKTU



Pompa ssąca „sucha” Durr Dental V 300 S

Pompa ssąca Durr Dental V 300 S – przeznaczona do jednego unitu

Uniwersalne pompy ssące umożliwiające wykorzystanie do każdego typu unitu. Dostępne są pompy dla systemu ssącego mokrego oraz suchego. Mogą być również wyposażone w separator amalgamatu.

Biuro Handlowe: Kol-Dental Warszawa, Ostrobramska 73, tel. (22) 514 62 97

Jacek Luchciński e-mail: jacekl@koldental.com.pl; **Michał Pudlis** e-mail: michal.pudlis@koldental.com.pl

OPIS PRODUKTU

| Dane Techniczne | V 300 S |
|------------------------|--|
| Napięcie | 230 V 1 ~ |
| Częstotliwość | 50 / 60 Hz |
| Pobór prądu | 2,9 - 3,7 A |
| Moc | 0,58 - 08 kW |
| Prędkość rotacji | 2.850 (rpm) |
| Głośność | 63 - 65 dB(A), z obudową 54 - 56 dB(A) |
| Wymiary | H 37 x W 31 x D 31 cm H 51 x W 36 x D 36 cm (z obudową) |
| Waga | 12,5 kg, z obudową 20 kg |