

OPIS PRODUKTU



Pompa ssąca „sucha” Durr Dental V 900

Pompa ssąca Durr Dental V 900 – przeznaczona do 5 unitów (3 jednocześnie pracujących)

Uniwersalne pompy ssące umożliwiające wykorzystanie do każdego typu unitu. Dostępne są pompy dla systemu ssącego mokrego oraz suchego. Mogą być również wyposażone w separator amalgamatu.

Biuro Handlowe: Kol-Dental Warszawa, Ostrobramska 73, tel. (22) 514 62 97

Jacek Luchciński e-mail: jacekl@koldental.com.pl; **Michał Pudlis** e-mail: michal.pudlis@koldental.com.pl

OPIS PRODUKTU

Dane Techniczne	V 900
Napięcie	230 V 1 ~
Częstotliwość	50 Hz
Current consumption	6,5 A
Moc	1,48 kW
Prędkość rotacji	2.850 (rpm)
Głośność	64 dB(A), z obudową 58 dB(A)
Wymiary	H 55 x W 42 x D 41 cm H 59 x W 49 x D 53 cm (z obudową)
Waga	35 kg, z obudową 43 kg