
OPIS PRODUKTU



Pompa ssąca „mokra” Durr Dental VS 300 S

Pompa ssąca Durr Dental VS 300 S – przeznaczona do jednego unitu

Uniwersalne pompy ssące umożliwiające wykorzystanie do każdego typu unitu. Dostępne są pompy dla systemu ssącego mokrego oraz suchego. Mogą być również wyposażone w separator amalgamatu.

Biuro Handlowe: Kol-Dental Warszawa, Ostrobramska 73, tel. (22) 514 62 97

Jacek Luchciński e-mail: jacekl@koldental.com.pl; **Michał Pudlis** e-mail: michal.pudlis@koldental.com.pl

OPIS PRODUKTU

Dane Techniczne	VS 300 S
Napięcie	230 V 1 ~
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Pobierany prąd	2,9 - 3,7 A
Moc	0,58 – 0,8 kW
Prędkość rotacji	2.850 (rpm)
Głośność	63 - 65 dB(A), z obudową 54 - 56 dB(A)
Wymiary	H 37 x W 31 x D 31 cm H 51 x W 36 x D 36 cm (z obudową)
Waga	12,5 kg, z obudową 20 kg