
OPIS PRODUKTU



Pompa ssąca „mokra” Durr Dental VS 900

Pompa ssąca Durr Dental VS 900 – przeznaczona do 5 unitów (3 jednocześnie pracujących)

Uniwersalne pompy ssące umożliwiające wykorzystanie do każdego typu unitu. Dostępne są pompy dla systemu ssącego mokrego oraz suchego. Mogą być również wyposażone w separator amalgamatu.

OPIS PRODUKTU

Dane Techniczne	VS 900
Napięcie	230 V 1 ~
Częstotliwość	50 Hz
Current consumption	6,5 A
Moc	1,48 kW
Prędkość rotacji	2.850 (rpm)
Głośność	64 dB(A)
Wymiary	H 55 x W 42 x D 41 cm
Waga	35 kg