

## OPIS PRODUKTU



KaVo. Dental Excellence.



Edition Silber



Edition Purpur



Edition Orange



Edition Grün



Edition Blau

## Unit stomatologiczny KaVo Primus 1058 Limited Edition

**Primus 1058 Design Edition - Jakość w każdym detalu.**

Obudowa, spluwaczka i pulpit dentysty w niepowtarzalnych kolorach!

Powierznię można swobodnie sterylizować, jest odporna na zarysowania i światło UV.

**Biuro Handlowe:** Kol-Dental Warszawa, Ostrobramska 73, tel. (22) 514 62 97

**Jacek Luchciński** e-mail: [jacekl@koldental.com.pl](mailto:jacekl@koldental.com.pl); **Michał Pudlis** e-mail: [michal.pudlis@koldental.com.pl](mailto:michal.pudlis@koldental.com.pl)

---

## OPIS PRODUKTU

---

### Dostępne warianty:

- Purpurowa Edycja
- Zielona Edycja
- Pomarańczowa Edycja
- Srebrna Edycja
- Niebieska Edycja

### W standardzie:

- lewy i prawy odchylany podłokietnik fotela pacjenta
- oparcie „Progress”
- dwuprzegubowy zagłówek „Scandinavian”
- pulpit asysty „Comfort”
- ramię asysty z regulacją wysokości
- rękaw ssaka i ślinociągu powietrznego
- tapicerka miękka lub standardowa

Primus 1058 Design Edition - Jakość w każdym detalu.

Obudowa, spluwaczka i pulpit dentysty w niepowtarzalnych kolorach!

Powierzchnię można swobodnie sterylizować, jest odporna na zarysowania i światło UV.

Unit stomatologiczny KaVo Primus 1058 został wprowadzony do produkcji w czerwcu 2002 roku.

Unit ten wykorzystuje wieloletnie doświadczenie firmy KaVo w konstruowaniu i produkcji unitów stomatologicznych i cechuje się wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami. Konstrukcja bazowa unitu przystosowana jest do zamontowania wszystkich urządzeń wewnętrznych systemu oraz instrumentów z bogatej palety KaVo. Standardowo unit wyposażony jest w unikatowy blok zasilający w wodę, który zapobiega kontaminacji wody w sieci, dodatkowo jest możliwość dezynfekcji wody, która bezpośrednio trafia do ust pacjenta podczas zabiegu, polega to na automatycznym dozowaniu do wody preparatu „OXYGENAL 6”, który oczyszcza wodę z bakterii i wszelkich mikroorganizmów. Konstrukcja unitu kładzie duży nacisk na ergonomię pracy oraz higienę. Unit posiada możliwość separacji amalgamatu tzn. z wychwytyje usuwane z ust pacjentów cząsteczki amalgamatu (zawierające w swym składzie chemicznym rtęć) i zapobiega skażeniu środowiska naturalnego. Primus 1058 posiada w swoim wyposażeniu jedyny na świecie bezszczotkowy mikrosilnik stomatologiczny cechujący się znakomitymi parametrami pracy oraz długowiecznością działania. Wszystkie instrumenty takie jak dmuchawki, turbiny mikrosilniki, kątnice, prostnice, skalery są wyposażone w wewnętrzne źródło światła o wartości 25 000 lux, które znakomicie oświetla pole zabiegowe dając lekarzowi znakomity komfort pracy. Ponadto turbiny, kątnice, skalery posiadają unikatową powierzchnię „Plasmatec” (spiek ceramiczno metalowy) chroniący instrument przed zakażeniem oraz przed uszkodzeniem podczas sterylizacji. Unit daje również możliwość zastosowania nowoczesnej metody opracowywania ubytków poprzez metodę strumieniowo ścierną opartą na działaniu piaskarki abrazyjnej. Podsumowując, KaVo Primus 1058 zawiera najnowsze światowe osiągnięcia w dziedzinie konstruowania unitów stomatologicznych